

Wb, Elisa용 Anti-Ms4A7 다클론 항체 - Q9Gzw8

품목 번호: CM0015520

소개

인간 MS4A7을 표적으로 하는 토끼 다클론 항체로, Western blot 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. 마우스와 교차 반응합니다. 신호 전달, 단핵구 분화 및 조직 발현 프로파일링 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	MS4A7 토끼 pAb
비고/별칭	CFFM4; MS4A8; 4SPAN2; CD20L4; MS4A7
종	인간
GeneID (인간)	58475
GeneID	58475
면역원	인간 MS4A7(NP_067024.1)의 아미노산 100-200 내 서열에 해당하는 합성 펩타이드
생산 숙주	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	마우스
SWISS	Q9GZW8
단백질 분자량	26kDa
배송	아이스팩