

Wb, Elisa용 Anti-Ms4A8B 폴리클로날 항체 - Q9By19

품목 번호: CM0017753

소개

CamelBio는 WB/ELISA에서 검증된 이 anti-MS4A8B 폴리클로날 항체를 제공합니다. 이 항체는 조혈 조직에서 발현되는 4회 막관통 단백질인 인간 MS4A8B를 표적하여 신호 전달 연구를 지원합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	MS4A8B Rabbit pAb
비고/별칭	MS4A4; 4SPAN4; CD20L5; MS4A8B
종	인간
유전자 ID (인간)	83661
유전자 ID	83661
면역원	인간 MS4A8B (NP_113645.1)의 아미노산 100-200에 해당하는 서열의 합성 펩타이드.
원천	토끼
분류	폴리클로날 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	Q9BY19
단백질 분자량	26kDa
배송	아이스백