


Wb, If/Icc, Elisa용 Anti-Msh2 폴리클로날 항체 - P43246

품목 번호: CM0012954



소개

인간 MSH2에 대한 토끼 폴리클로날 항체로, 마우스 및 쥐와의 교차 반응성을 확인하며 WB, IF/ICC, ELISA용으로 검증되었습니다. DNA 불일치 복구, 암 연구 및 세포 주기 연구에 이상적입니다.

자세히 알아보기

매개변수	값
제품명	MSH2 Rabbit pAb
비고/별칭	FCCI; COCA1; HNPCC; LCFS2; MSH-2; hMSH2; HNPCC1; LYNCH1; MMCRS2; MSH2
종(Species)	인간(Human)
유전자 ID (인간)	4436
유전자 ID	4436
항원(Immunogen)	인간 MSH2 (NP_000242.1)의 아미노산 1-300에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
애플리케이션(Application)	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	인간(Human), 마우스(Mouse), 쥐(Rat)
SWISS	P43246
단백질 분자량	105kDa
배송(Shipping)	아이스 팩(Ice bag)