

Wb 및 Elisa용 Anti-Msh4 Rabbit Polyclonal Antibody - O15457

품목 번호: CM0025133

소개

WB 및 ELISA용 Rabbit polyclonal MSH4 항체로, 인간, 마우스 및 래트에 반응합니다. MSH4는 감수분열 재조합과 염색체 분리에 필수적이어서, 감수분열 및 생식력 연구에 핵심적인 연구 도구입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	MSH4 Rabbit pAb
비고/별칭	ASG; POF20; SPGF2; MSH4
종	인간
유전자 ID	4438
면역원	인간 MSH4 (NP_002431.2)의 아미노산 697-936에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
원천	토끼
범주	폴리클로날 항체
적용	WB, ELISA
교차 반응성	마우스, 래트
SWISS	O15457
단백질 분자량	105kDa
배송	아이스백