

Wb, If/Icc, Elisa용 Anti-Msh6 단일클론 항체 - P52701

품목 번호: CM0011429



소개

Anti-MSH6 Rabbit 단일클론 항체. 인간, 마우스, 랫트에서 WB, IF/ICC, ELISA로 검증됨. 표적: DNA 불일치 수복 단백질 Msh6 (P52701). 암 연구 및 진단에 이상적.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	MSH6 Rabbit mAb
비고/별칭	GTBP; HSAP; p160; GTMBP; MSH-6; HNPCC5; LYNCH5; MMRC53; MSH6
종	인간
GeneID	2956
면역원	합성 펩타이드 - 인간 MSH6 (NP_000170.1)의 아미노산 1-100 내 서열에 상응하는 합성 펩타이드
원천	토끼
카테고리	단일클론 항체
응용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫트
SWISS	P52701
단백질 분자량	153kDa
배송	아이스백