

Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa용 Anti-Msh6 Rabbit Monoclonal Antibody - P52701

품목 번호: CM0006364



소개

DNA 불일치 복구 연구를 위한 KO 검증 MSH6 Rabbit Monoclonal Antibody입니다. 적용 분야: WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. 인간, 마우스, 래트와 반응합니다. ~153kDa.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	[KO 검증] MSH6 Rabbit mAb
비고/별칭	GTBP; HSAP; p160; GTMBP; MSH-6; HNPCC5; LYNCH5; MMRC53
종	인간
GeneID (인간)	2956
GeneID	2956
면역원	인간 MSH6 (NP_000170.1)의 아미노산 1-100 내 서열에 상응하는 합성 펩타이드.
원천	토끼
범주	모노클로날 항체
적용 분야	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P52701
단백질 무게	153kDa
배송	아이스백