

Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa용 항-Msh6 토끼 다클론 항체 - P52701

품목 번호: CM0021938



소개

웨스턴 블롯, IHC-P, IF/ICC 및 ELISA에서 검증된 토끼 항-MSH6 다클론 항체입니다. 인간, 마우스 및 래트 MSH6(DNA 불일치 복구 단백질)을 검출합니다. MMR 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	MSH6 토끼 pAb
비고/별칭	GTBP; HSAP; p160; GTMBP; MSH-6; HNPCC5; LYNCH5; MMRC5; MSH6
종	인간
유전자 ID (인간)	2956
유전자 ID	2956
면역원	인간 MSH6(NP_000170.1)의 아미노산 1-290에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질입니다.
기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P52701
단백질 분자량	153kDa
배송	아이스 팩