

Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa용 항-Msh6 토끼 다클론 항체 - P52701

품목 번호: CM0020670



소개

WB, IHC-P, IF/ICC 및 ELISA 응용 분야에 사용할 수 있는 고품질 토끼 다클론 MSH6 항체입니다. 사람, 마우스, 쥐 및 원숭이 샘플에서 MSH6를 검출합니다. DNA 불일치 복구 연구에 신뢰할 수 있는 도구입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	[KO 검증 완료] MSH6 토끼 pAb
비고/별칭	GTBP; HSAP; p160; GTMBP; MSH-6; HNPCC5; LYNCH5; MMRC53; MSH6
종	사람
GeneID (사람)	2956
GeneID	2956
면역원	사람 MSH6 (NP_000170.1)의 아미노산 1-100 서열에 해당하는 합성 펩티드
기원	토끼
카테고리	다클론 항체
응용 분야	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	사람, 마우스, 쥐, 원숭이
SWISS	P52701
단백질 분자량	153kDa
배송 방법	아이스백