

Ihc-P, If/Icc, Elisa용 항-Msin3A 단일클론 항체 - Q96St3

품목 번호: CM0007315

소개

인간 mSin3A(SWISS Q96ST3)를 표적으로 하는 고품질 토끼 단일클론 항체입니다. IHC-P, IF/ICC 및 ELISA에 적합합니다. 마우스 및 랫드와 교차 반응합니다. 전사 억제 및 일주기 리듬 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

|             |                                                              |
|-------------|--------------------------------------------------------------|
| 매개변수        | 값                                                            |
| 제품명         | mSin3A 토끼 mAb                                                |
| 비고/별칭       | WITKOS; DEL15Q24; CHR15DELq24; mSin3A                        |
| 종           | 인간                                                           |
| 유전자 ID (인간) | 25942                                                        |
| 유전자 ID      | 25942                                                        |
| 면역원         | 합성 펩타이드 인간 mSin3A(Q96ST3)의 아미노산 1174-1273 내 서열에 해당하는 합성 펩타이드 |
| 생산 숙주       | 토끼                                                           |
| 분류          | 단일클론 항체                                                      |
| 적용 분야       | IHC-P, IF/ICC, ELISA                                         |
| 교차 반응성      | 인간, 마우스, 랫드                                                  |
| SWISS       | Q96ST3                                                       |
| 단백질 분자량     | 145kDa                                                       |
| 배송          | 아이스팩                                                         |