

Wb, Elisa용 Anti-Msl1 토끼 다가클로날 항체 - Q68Dk7

품목 번호: CM0020973



소개

인간 MSL1에 대한 고품질의 토끼 다가클로날 항체로, 웨스턴 블로팅 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. 마우스 및 쥐와 교차 반응합니다. 히스톤 아세틸화, 크로마틴 안정성 및 유전자 용량 보상 경로를 연구하는 데 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	MSL1 Rabbit pAb
비고/별칭	MSL-1; MSL1
종	인간(Human)
유전자 ID (인간)	339287
유전자 ID	339287
면역원	인간 MSL1 (NP_001012241)의 아미노산 210-300에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼(Rabbit)
카테고리	다가클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
응용	WB, ELISA
교차 반응성	인간(Human), 마우스(Mouse), 쥐(Rat)
SWISS	Q68DK7
단백질 분자량	67kDa
배송	아이스 팩(Ice bag)