


Wb, Elisa용 항-Msmb 다클론 항체 - P08118

품목 번호: CM0017569



소개

웨스턴 블롯 및 ELISA에서 검증된 토끼 유래 항-MSMB 다클론 항체입니다. 암 바이오마커로서의 잠재력을 가진 전립선 분비 단백질을 인식합니다. 조직 발현 연구 및 분석법 개발에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	MSMB 토끼 pAb
비고/별칭	MSP; PSP; IGBF; MSPB; PN44; PRPS; HPC13; PSP57; PSP94; PSP-94; MSMB
종	인간
유전자ID (인간)	4477
유전자ID	4477
면역원	인간 MSMB (NP_002434.1)의 아미노산 30-114에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	P08118
단백질 분자량	13kDa
배송 방식	아이스백