


웨스턴 블롯(Wb), 면역형광/면역세포화학(If/Icc), Elisa용 Anti-Msmb Rabbit Monoclonal Antibody - P08118

품목 번호: CM0008600



소개

인간 베타-마이크로세미노프로테인(MSMB)에 대한 고품질 토끼 단일클론 항체로, WB, IF/ICC, ELISA에서 검증되었습니다. 마우스 MSMB와 교차 반응합니다. 전립선 및 정상 혈장 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	사양
제품명	MSMB Rabbit mAb
비고/별칭	MSP; PSP; IGBF; MSPB; PN44; PRPS; HPC13; PSP57; PSP94; PSP-94; MSMB
종	인간
유전자 ID	4477
면역원	합성 펩타이드 인간 MSMB (P08118)의 아미노산 1-100에 해당하는 서열의 합성 펩타이드.
원천	토끼
범주	단일클론 항체
응용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	P08118
단백질 분자량	13kDa
배송	아이스백