


Wb 및 Elisa용 Anti-Msr1 토끼 다클론 항체 - P21757

품목 번호: CM0017796



소개

인간 MSR1에 대한 토끼 다클론 항체로, WB 및 ELISA에 적합합니다. 마우스 및 랫드와 교차 반응합니다. 50 kDa 단백질을 검출합니다. 죽상경화증 및 선천면역에서 대식세포 청소 수용체 기능을 연구하는 데 유용합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	MSR1 토끼 pAb
비고/별칭	SRA; SR-A; CD204; SR-AI; phSR1; phSR2; SCARA1; SR-AII; SR-AIII; MSR1
종	인간
GeneID	4481
면역원	인간 MSR1의 192-451번 아미노산에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 용합 단백질(NP_619729.1)
숙주	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫드
SWISS	P21757
단백질 분자량	50 kDa
배송	아이스팩