

Wb, If/Icc, Elisa용 Anti-Msra (Pmsr) 토끼 다클론 항체 - Q9Uj68

품목 번호: CM0014420

소개

MSRA(메티오닌 설펡사이드 환원효소 A)에 대한 토끼 다클론 항체입니다. WB, IF/ICC, ELISA에 대해 검증되었습니다. 사람, 생쥐, 랫드와 교차 반응합니다. 산화 스트레스 보호에 중요한 미토콘드리아 및 세포질 수리 효소를 표적으로 합니다. 26 kDa.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	MSRA 토끼 pAb
비고/별칭	PMSR; MSRA
종	사람
GeneID (사람)	4482
GeneID	4482
면역원	사람 MSRA(NP_036463.1)의 아미노산 24-235에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
숙주	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	사람, 생쥐, 랫드
SWISS	Q9UJ68
단백질 분자량	26kDa
배송	아이스팩