

Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa용 Anti-Msrb1 폴리클로널 항체 - Q9NZV6

품목 번호: CM0027858



소개

인간 MSRB1 (셀레노단백질 X)에 대한 토끼 폴리클로널 항체입니다. WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA 어플리케이션에 대해 검증되었습니다. 인간, 마우스 및 랫트 MSRB1와 반응합니다. 산화 스트레스, 액틴 역학 및 선천성 면역 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	MSRB1 Rabbit pAb
비고/별칭	SELR; SELX; SepR; SEPX1; HSPC270; SELENOR; SELENOX; MSRB1
종	인간(Human)
GeneID (인간)	51734
GeneID	51734
면역원	인간 MSRB1 (NP_057416.1)의 아미노산 1-94에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼(Rabbit)
카테고리	폴리클로널 항체(Polyclonal Antibodies)
어플리케이션	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간(Human), 마우스(Mouse), 랫트(Rat)
SWISS	Q9NZV6
단백질 분자량	13kDa
배송	아이스 팩(Ice bag)