


웨스턴 블롯(Wb) 및 Elisa용 Anti-MsrB3 Rabbit Monoclonal Antibody - Q8IXL7

품목 번호: CM0002898



소개

웨스턴 블롯(WB) 및 ELISA용 MSRB3 Rabbit monoclonal antibody. 인간, 마우스, 래트와 교차 반응합니다. 산화 스트레스, 메티오닌 환원, 난청 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	MSRB3 Rabbit mAb
비고/별칭	DFNB74; MSRB3
종	인간
GeneID	253827
면역원	인간 MSRB3 (Q8IXL7)의 아미노산 50-192 서열에 해당하는 재조합 융합 단백질
원천	토끼
범주	모노클로날 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q8IXL7
단백질 분자량	21kDa
배송	아이스팩