


Anti-Msrb3 토끼 다클론 항체 (Wb, If/Icc, Elisa용) - Q8Ix17

품목 번호: CM0026814



소개

MSRB3(메티오닌-R-설폭사이드 환원효소 B3)를 표적으로 하는 토끼 다클론 항체로, WB, IF/ICC, ELISA 응용 분야에 사용됩니다. 인간, 마우스, 랫드와 교차 반응합니다. 산화 스트레스 및 난청 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	MSRB3 토끼 pAb
비고/별칭	DFNB74; MSRB3
종	인간
GeneID (인간)	253827
GeneID	253827
면역원	인간 MSRB3 (NP_001026849.1)의 아미노산 1-185에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼
카테고리	다클론 항체
응용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫드
SWISS	Q8IXL7
단백질 분자량	21kDa
배송 방식	아이스백