


Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa용 Anti-Mst1 Rabbit Polyclonal Antibody - Q13043

품목 번호: CM0023708



소개

WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA에서 검증된 Rabbit polyclonal anti-MST1 (STK4) 항체. 인간, 마우스, 래트와 반응합니다. Hippo 신호 전달, 세포자멸사, 암 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	MST1 Rabbit pAb
비고/별칭	KRS2; MST1; YSK3; STK4
종	인간
유전자 ID (인간)	6789
유전자 ID	6789
면역원	인간 MST1 (NP_006273.1)의 아미노산 303-487에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
원료	토끼
분류	폴리클론항체
적용 분야	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q13043
단백질 분자량	56kDa
배송	아이스백