

Wb, Elisa용 항-Mst1/Stk4 다클론 항체 - Q13043

품목 번호: CM0023659



소개

사람 MST1/STK4(KRS2, MST1, YSK3)를 인식하는 KO 검증 토끼 다클론 항체입니다. WB 및 ELISA에서 검증되었으며 사람, 마우스, 래트와 교차 반응합니다. 협포 신호전달 및 세포사멸 연구에 사용하실 수 있습니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	[KO 검증 완료] MST1/STK4 토끼 pAb
비고/별칭	KRS2; MST1; YSK3; K4
반응 종	사람
유전자 ID (사람)	6789
유전자 ID	6789
면역원	사람 MST1/STK4 (NP_006273.1)의 아미노산 303-487번 서열에 해당하는 재조합 융합 단백질입니다.
원천	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	사람, 마우스, 래트
SWISS	Q13043
단백질 분자량	56kDa
배송 방식	아이스 팩