

Wb, If/Icc, Ip, Elisa용 Mst1/Stk4 토끼 다클론 항체 - Q13043

품목 번호: CM0029899



소개

사람, 생쥐, 쥐에서 WB, IF/ICC, IP, ELISA로 검증된
고품질 토끼 다클론 MST1/STK4 항체입니다.
아포토시스 및 힙포 신호 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	MST1/STK4 토끼 pAb
비고/별칭	KRS2; MST1; YSK3; K4
종	사람
유전자ID (사람)	6789
유전자ID	6789
면역원	사람 MST1/STK4 (NP_006273.1)의 아미노산 303-487 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질입니다.
생산 기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, IP, ELISA
교차 반응성	사람, 생쥐, 쥐
SWISS	Q13043
단백질 분자량	56 kDa
배송 방식	아이스팩