


Wb 및 Elisa용 항Msy2 토끼 다클론 항체 - Q9Y2T7

품목 번호: CM0019814



소개

인간 MSY2(Y-상자 결합 단백질 2, DBPC, CSDA3, CONTRIN)를 표적으로 하는 토끼 다클론 항체입니다. 웨스턴 블롯 및 ELISA에서 검증되었으며 인간과 마우스에 교차 반응합니다. 약 39 kDa 위치에서 내인성 MSY2를 검출합니다. 생식 세포 생물학 및 암 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	MSY2 토끼 pAb
비고/별칭	DBPC; MSY2; CSDA3; CONTRIN
종	인간
유전자 ID	51087
면역원	인간 MSY2 (NP_057066.2)의 아미노산 1-100 내 서열에 상응하는 합성 펩타이드
공급원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	Q9Y2T7
단백질 분자량	39kDa
배송 방식	아이스팩