

Wb, If/Icc, Ihc-P, Elisa용 Anti-Mt-Atp6 다클론 항체 - P00846

품목 번호: CM0021705



소개

인체 MT-ATP6(ATP 합성효소 F(0) 서브유닛 a)에 대한 고품질 토끼 다클론 항체입니다. WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA에 적용 가능하며 마우스 및 래트와 교차 반응합니다. 미토콘드리아 질환 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	MT-ATP6 토끼 pAb
비고/별칭	ATPase6; MTATP6; ATP6; MT-ATP6
종	인체
유전자 ID (인체)	4508
유전자 ID	4508
면역원	인체 MT-ATP6(YP_003024031.1)의 1-100 아미노산 서열에 해당하는 합성 펩타이드.
출처	토끼
카테고리	다클론 항체
응용 분야	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인체, 마우스, 래트
SWISS	P00846
단백질 무게	25 kDa
배송	아이스팩