

Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa용 항-Mt-Atp8 다클론 항체 - P03928

품목 번호: CM0019232



소개

사람, 마우스, 래트 샘플에서 WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA로 검증된 MT-ATP8 토끼 다클론 항체 (ATPase8). 미토콘드리아 ATP 합성효소 기능 및 관련 질환 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	MT-ATP8 토끼 pAb
비고/별칭	ATPase8; MTATP8; ATP8; MT-ATP8
종	사람
유전자 ID	4509
면역원	사람 MT-ATP8 (YP_003024030.1)의 아미노산 1-68 내 서열에 해당하는 합성 펩타이드
기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	사람, 마우스, 래트
SWISS	P03928
단백질 분자량	8 kDa
배송	아이스 팩