


Anti-Mt-Co3 Rabbit Pab For Wb, Ihc-P, Elisa - P00414

품목 번호: CM0022567



소개

MT-CO3(사이토크롬 c 산화효소 소단위 3)를 표적으로 하는 토끼 다클로날 항체로, 사람, 쥐, 랫드 샘플의 WB, IHC-P, ELISA에 적합합니다. 미토콘드리아 호흡 사슬 연구에 이상적입니다.

자세히 알아보기

파라미터	값
제품명	MT-CO3 Rabbit pAb
비고/별칭	COIII; MTCO3; COX3; MT-CO3
종(Species)	사람(Human)
유전자 ID (사람)	4514
유전자 ID	4514
면역원(Immunogen)	사람 MT-CO3 (YP_003024032.1)의 아미노산 1-100 내 서열에 상응하는 합성 펩타이드
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
애플리케이션(Application)	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	사람(Human), 쥐(Mouse), 랫드(Rat)
SWISS	P00414
단백질 분자량	30kDa
배송(Shipping)	아이스백(Ice bag)