


## Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa용 Anti-Mt-Cyb 다클론 항체 - P00156

품목 번호: CM0024123



### 소개

미토콘드리아 호흡 사슬 복합체 III 구성요소인 인간 시토크롬 b(MT-CYB)에 대한 토끼 다클론 항체입니다. WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA에 적합합니다. 인간, 마우스, 래트와 반응합니다. 약 43 kDa 밴드를 검출합니다.

[자세히 알아보기](#)

| 파라미터    | 값                                                          |
|---------|------------------------------------------------------------|
| 제품명     | MT-CYB 토끼 pAb                                              |
| 비고/별칭   | MTCYB; CYTB; MT-CYB                                        |
| 종       | 인간                                                         |
| 유전자 ID  | 4519                                                       |
| 면역원     | 인간 MT-CYB (YP_003024038.1) 아미노산 100-200 내 서열에 해당하는 합성 펩타이드 |
| 기원      | 토끼                                                         |
| 카테고리    | 다클론 항체                                                     |
| 적용 분야   | WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA                                   |
| 교차 반응성  | 인간, 마우스, 래트                                                |
| SWISS   | P00156                                                     |
| 단백질 분자량 | 43kDa                                                      |
| 배송 방식   | 아이스 팩                                                      |