


Wb 및 Elisa용 Anti-Mt-Cyb Rabbit Polyclonal Antibody - P00158

품목 번호: CM0025409



소개

마우스 MT-CYB (Cytochrome b)에 대한 토끼 다클로널 항체로, WB 및 ELISA에 대해 검증되었으며 사람 및 쥐와 교차 반응합니다. 미토콘드리아 호흡 사슬 및 산화적 인산화 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	MT-CYB Rabbit pAb
비고/별칭	CYTB; MT-CYB
종	Mouse (마우스)
GeneID (사람)	4519
GeneID	17711
면역원	마우스 MT-CYB (NP_904340.1)의 아미노산 3-103 내 서열에 해당하는 합성 펩타이드
공급원	Rabbit (토끼)
카테고리	Polyclonal Antibodies (다클로널 항체)
응용	WB, ELISA
교차 반응성	Human, Mouse, Rat (사람, 마우스, 쥐)
SWISS	P00158
단백질 분자량	43kDa
배송	아이스백