


Anti-Mt-Nd1 토끼 단클론 항체 (Wb, Elisa) - P03886

품목 번호: CM0005204



소개

인간 MT-ND1을 표적으로 하는 토끼 단클론 항체로, 웨스턴 블롯과 ELISA에서 유효성이 검증되었습니다. 마우스와 래트와 교차 반응합니다. 미토콘드리아 복합체 I 기능 연구에 적합하며 단백질 분자량은 약 36kDa입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	MT-ND1 토끼 mAb
비고/별칭	MTND1, NDI, MT-ND1
종	인간
유전자ID (인간)	4535
유전자ID	4535
면역원	인간 MT-ND1 (P03886)의 아미노산 1-100번 서열에 해당하는 합성 펩타이드
기원	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	마우스, 래트
SWISS	P03886
단백질 분자량	36kDa
배송 방법	아이스백