


## Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa용 Anti-Mt-Nd2 다클론 항체 - P03891

품목 번호: CM0023453



### 소개

코어 복합체 I 서브유닛인 인간 MT-ND2(NADH 탈수소효소 서브유닛 2)를 표적으로 하는 토끼 다클론 항체입니다. WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA에서 검증되었으며 마우스 및 래트와 교차 반응합니다.

[자세히 알아보기](#)

| 매개변수        | 값                        |
|-------------|--------------------------|
| 제품명         | MT-ND2 토끼 pAb            |
| 비고/별칭       | MTND2; ND2; MT-ND2       |
| 종           | 인간                       |
| 유전자 ID (인간) | 4536                     |
| 유전자 ID      | 4536                     |
| 면역원         | 합성 펩타이드                  |
| 출처          | 토끼                       |
| 카테고리        | 다클론 항체                   |
| 적용 분야       | WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA |
| 교차 반응성      | 인간, 마우스, 래트              |
| SWISS       | P03891                   |
| 단백질 분자량     | 39kDa                    |
| 배송 방법       | 아이스백                     |