


Anti-Mt-Nd3 토끼 다클로날 항체 (Wb용) - P03897

품목 번호: CM0023992



소개

인간 미토콘드리아 복합체 I(Mitochondrial Complex I) 핵심 소단위체인 인간 MT-ND3를 표적으로 하는 토끼 다클로날 항체입니다. WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA에 대해 검증되었습니다. 마우스 및 쥐와 교차 반응합니다. 미토콘드리아 기능 및 호흡 사슬 장애 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	MT-ND3 Rabbit pAb
비고/별칭	MTND3; ND3; MT-ND3
종(Species)	인간(Human)
GeneID (인간)	4537
GeneID	4537
면역원(Immunogen)	인간 MT-ND3 (YP_003024033.1)의 아미노산 1-70 내 서열에 상응하는 합성 펩타이드
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	다클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
어플리케이션(Application)	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	인간(Human), 마우스(Mouse), 쥐(Rat)
SWISS	P03897
단백질 분자량	13kDa
배송(Shipping)	아이스 팩(Ice bag)