


Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa용 Anti-Mt-Nd4 토끼 다클론 항체 - P03905

품목 번호: CM0024506



소개

MT-ND4(NADH 탈수소효소 서브유닛 4)에 대한 토끼 다클론 항체로, WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA에 사용 가능합니다. 인간, 마우스, 래트와 반응합니다. 미토콘드리아 복합체 I 연구에 적합합니다.

자세히 알아보기

파라미터	값
제품명	MT-ND4 토끼 pAb
비고/별칭	MTND4; ND4; MT-ND4
종	인간
GeneID	4538
면역원	인간 MT-ND4(YP_002124311.1)의 아미노산 401-459 내 서열에 해당하는 합성 펩타이드입니다.
출처	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P03905
단백질 분자량	52kDa
배송 방식	아이스백