

Wb, If/Icc, Elisa용 항Mt-Nd4L 토끼 다클론 항체 - P03901

품목 번호: CM0020069



소개

인간 MT-ND4L(미토콘드리아 NADH 탈수소효소 서브유닛 4L)에 대한 토끼 다클론 항체입니다. WB, IF/ICC, ELISA에 적합하며 마우스 및 래트와 교차 반응합니다. 콤플렉스 I 및 미토콘드리아 질환 연구에 유용합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	사양
제품명	MT-ND4L 토끼 pAb
비고/별칭	MTND4L; ND4L; MT-ND4L
종	인간
유전자 ID (인간)	4539
유전자 ID	4539
면역원	인간 MT-ND4L 아미노산 40번부터 C-말단까지 서열에 해당하는 합성 펩타이드 (AXQ02532.1)
원천	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	마우스, 래트
SWISS	P03901
단백질 분자량	11kDa
배송	아이스백