


Wb 및 Elisa용 Anti-Mt-Nd5 토끼 다클로날 항체 - P03915

품목 번호: CM0014111



소개

웨스턴 블로팅 및 ELISA에 대해 검증된 NADH 탈수소효소 서브유닛 5 (MT-ND5)를 표적으로 하는 토끼 다클로날 항체입니다. 인간, 마우스 및 랫트와 교차 반응합니다. 면역원은 마우스 MT-ND5 펩타이드에서 유래되었습니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	MT-ND5 Rabbit pAb
비고/별칭	ND5; MT-ND5
종(Species)	마우스(Mouse)
GeneID (인간)	4540
GeneID	17721
면역원(Immunogen)	마우스 MT-ND5 (NP_904338.1)의 아미노산 300-400 내 서열에 해당하는 합성 펩타이드
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	다클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
애플리케이션(Application)	WB, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	인간(Human), 마우스(Mouse), 랫트(Rat)
SWISS	P03915
단백질 분자량	67kDa
배송(Shipping)	아이스백(Ice bag)