


Wb, Ihc-P, Elisa용 Anti-Mt-Nd5 토끼 다클론 항체 - P03915

품목 번호: CM0021821



소개

사람 MT-ND5에 반응하는 토끼 다클론 항체로, WB, IHC-P 및 ELISA 응용 분야에 적합하도록 설계되었습니다. 마우스와 랫드에도 교차 반응합니다. 미토콘드리아 기능, 복합체 I 조립 및 미토콘드리아 질환 연구를 지원합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	MT-ND5 토끼 pAb
비고/별칭	MTND5; ND5; MT-ND5
종	사람
GeneID (사람)	4540
GeneID	4540
면역원	사람 MT-ND5(YP_003024036.1)의 아미노산 500-600번 영역 내 서열에 해당하는 합성 펩타이드
면역원 유래 동물	토끼
분류	다클론 항체
응용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	사람, 마우스, 랫드
SWISS	P03915
단백질 분자량	67kDa
배송	아이스팩