


Wb, Ihc-P, If-P, Elisa용 항-Mt-Nd5 토끼 다클론 항체 - P03915

품목 번호: CM0029054



소개

웨스턴 블롯, 면역조직화학, 면역형광 및 ELISA용 MT-ND5(NADH 탈수소효소 서브유닛 5)에 대한 토끼 다클론 항체. 인간, 마우스 및 래트와 교차 반응합니다. 미토콘드리아 복합체 I 연구에 이상적입니다.

자세히 알아보기

매개변수	값
제품명	MT-ND5 토끼 pAb
비고/별칭	ND5; MT-ND5
종	마우스
유전자 ID (인간)	4540
유전자 ID (마우스)	17721
면역원	합성 펩타이드 마우스 MT-ND5 (NP_904338.1)의 아미노산 500-607번 내 서열에 상응하는 합성 펩타이드입니다.
공급원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P03915
단백질 분자량	67kDa
배송 방식	아이스백