


Wb, Ihc-P, Elisa용 Anti-Mt-Nd6 Rabbit Monoclonal Antibody - P03923

품목 번호: CM0011829



소개

인간 MT-ND6(NADH dehydrogenase subunit 6)를 표적으로 하는 고품질 토끼 단일클론 항체로, WB, IHC-P 및 ELISA 적용에 적합합니다. 19 kDa 단백질을 검출하며, 미토콘드리아 Complex I 연구 및 질병 연구에 필수적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	MT-ND6 Rabbit mAb
비고/별칭	MTND6; ND6
종	인간
GeneID (Human)	4541
GeneID	4541
면역원	인간 MT-ND6 (YP_003024037.1)의 아미노산 134-150에 해당하는 합성 펩타이드
원천	토끼
범주	단일클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	P03923
단백질 분자량	19 kDa
배송	아이스백