


Anti-Mt-Nd6 토끼 다클론 항체 (Wb, Ihc-P, Elisa용) - P03923

품목 번호: CM0018801



소개

미토콘드리아 복합체 I의 서브유닛인 인간 MT-ND6를 표적으로 하는 토끼 다클론 항체입니다. WB, IHC-P, ELISA에서 검증되었으며 생쥐 및 쥐와 교차 반응합니다. 미토콘드리아 질환 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	MT-ND6 토끼 pAb
비고/별칭	MTND6; ND6; MT-ND6
종	인간
유전자 ID (인간)	4541
유전자 ID	4541
면역원	인간 MT-ND6 (YP_003024037.1)의 아미노산 80-174에 해당하는 합성 펩티드
공급원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 생쥐, 쥐
SWISS	P03923
단백질 분자량	19kDa
배송 방식	아이스 팩