

Wb, Ihc-P, Elisa용 항Mt2A 토끼 다클론 항체 - P02795

품목 번호: CM0020420



소개

이 토끼 다클론 항체는 인간 MT2A(메탈로티오네인-2A)를 표적으로 하며 WB, IHC-P, ELISA에서 검증되었습니다. 마우스 및 래트와 교차 반응합니다. 금속 항상성 및 해독 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	MT2A 토끼 pAb
비고/별칭	MT2, MT-2, MT-II, MT2A
종	인간
유전자ID (인간)	4502
유전자ID	4502
면역원	인간 MT2A (NP_005944.1)의 아미노산 1-61에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
원천	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P02795
단백질 분자량	6kDa
배송	아이스백