


Wb 및 Elisa용 Anti-Mta1 토끼 다클로날 항체 - Q13330

품목 번호: CM0012986



소개

인간 MTA1에 대한 토끼 다클로날 항체로, 웨스턴 블로팅 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. NuRD 복합체 구성 요소이자 암 전이와 관련된 전사 코조절 인자인 인간 및 마우스 MTA1 (~81 kDa)을 검출합니다. 암 생물학 및 유전자 조절 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	MTA1 Rabbit pAb
비고/별칭	MTA1
종(Species)	인간(Human)
GeneID	9112
면역원(Immunogen)	인간 MTA1 (NP_004680.2)의 아미노산 600-700 내 서열에 상응하는 합성 펩타이드
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	다클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
어플리케이션(Application)	WB, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	인간(Human), 마우스(Mouse)
SWISS	Q13330
단백질 분자량(Protein Weight)	81kDa
배송(Shipping)	아이스 팩(Ice bag)