

Wb 및 Elisa용 Anti-Mta3 폴리클로날 항체 - Q9Btc8

품목 번호: CM0024228

소개

인간 MTA3에 대한 토끼 폴리클로날 항체입니다. WB 및 ELISA에 대해 검증되었으며, 인간 및 마우스와 교차 반응합니다. 크로마틴 리모델링 및 상피 구조와 관련된 NuRD 복합체의 핵심 구성 요소를 표적으로 합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	MTA3 Rabbit pAb
비고/별칭	MTA3
종(Species)	인간(Human)
GeneID (인간)	57504
GeneID	57504
면역원(Immunogen)	인간 MTA3 (NP_065795.1)의 아미노산 40-330에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
애플리케이션(Application)	WB, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	인간(Human), 마우스(Mouse)
SWISS	Q9BTC8
단백질 분자량	68kDa
배송(Shipping)	아이스백(Ice bag)