


Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa용 항Mtap 단클론 항체 - Q13126

품목 번호: CM0002668



소개

인간 MTAP(S-메틸-5'-티오아데노신 포스포릴라제)를 표적으로 하는 토끼 단클론 항체입니다. WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA에서 검증되었습니다. 마우스, 래트와 교차 반응합니다. 폴리아민 대사 및 암 연구에 적합합니다. 분자량 31kDa입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	MTAP 토끼 mAb
비고/별칭	BDMF; MSAP; DMSFH; LGMBF; DMSMFH; c86fus; HEL-249; MTAP
종	인간
유전자 ID (인간)	4507
유전자 ID	4507
면역원	인간 MTAP (Q13126)의 아미노산 184-283 내 서열에 상응하는 합성 펩티드입니다.
기원	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q13126
단백질 분자량	31kDa
배송 방식	아이스백