


Wb, If/Icc, Elisa용 Anti-Mtap 폴리클로널 항체 - Q13126

품목 번호: CM0023523



소개

MTAP (S-methyl-5'-thioadenosine phosphorylase)에 대한 토끼 폴리클로널 항체입니다. WB, IF/ICC, ELISA에 대해 검증되었습니다. 인간, 마우스, 랫트와 반응합니다. 폴리아민 대사 및 메티오닌 구조 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	MTAP Rabbit pAb
비고/별칭	BDMF; MSAP; DMSFH; LGMBF; DMSMFH; c86fus; HEL-249; MTAP
종(Species)	Human
GeneID	4507
면역원(Immunogen)	인간 MTAP (NP_002442.2)의 아미노산 1-283에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 용합 단백질
공급원(Source)	Rabbit
카테고리	폴리클로널 항체
애플리케이션	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	Human, Mouse, Rat
SWISS	Q13126
단백질 분자량	31kDa
배송	아이스 팩