


Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa용 Anti-Mtap 토끼 다클론 항체 - Q13126

품목 번호: CM0017787



소개

WB, IHC-P, IF/ICC 및 ELISA용으로 검증된 MTAP 토끼 다클론 항체입니다. 인간, 마우스 및 랫드의 MTAP을 검출합니다. 메티오닌 재활용, 폴리아민 대사 및 암 연구에 유용합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	MTAP 토끼 pAb
비고/별칭	BDMF; MSAP; DMSFH; LGMBF; DMSMFH; c86fus; HEL-249; MTAP
종	인간
GeneID	4507
면역원	인간 MTAP의 아미노산 1-283에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질(NP_002442.2).
항체 유래 동물	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫드
SWISS	Q13126
단백질 분자량	31kDa
배송	아이스팩