

Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa용 Anti-Mtch2 다클론 항체 - Q9Y6C9

품목 번호: CM0014617

소개

미토콘드리아 외막 인서타아제이자 세포사멸 수용체인 인간 MTCH2에 대한 토끼 다클론 항체입니다. KO 검증을 완료했으며 WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA에 적합합니다. 인간 및 마우스 시료와 교차 반응합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	[KO 검증 완료] MTCH2 토끼 pAb
비고/별칭	MIMP; HSPC032; SLC25A50; H2
종	인간
GeneID (인간)	23788
GeneID	23788
면역원	인간 MTCH2 (NP_055157.1)의 아미노산 30-175에 해당하는 서열을 포함하는 제조합 융합 단백질
기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	Q9Y6C9
단백질 분자량	33 kDa
배송 방법	아이스백