

Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa용 Anti-Mtco1 토끼 다클론 항체 - P00395

품목 번호: CM0019510



소개

인간 MTCO1(시토크롬 c 산화효소 서브유닛 1)에 대한 토끼 다클론 항체로, WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA에 대해 검증되었습니다. 인간, 마우스 및 랫드 샘플에 적합합니다. 미토콘드리아 질환 및 생체에너지학 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	MTCO1 토끼 pAb
비고/별칭	COI; MTCO1; COX1
종	인간
GeneID	4512
면역원	인간 MTCO1(YP_002124304.1)의 아미노산 400-500 내 서열에 해당하는 합성 펩타이드
유래 동물	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫드
SWISS	P00395
단백질 분자량	57kDa
배송	아이스팩