


Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa용 Anti-Mtco2 폴리클로날 항체 - P00403

품목 번호: CM0020301



소개

WB, IHC-P, IF/ICC 및 ELISA용 인간 사이토크롬 c 산화효소 서브유닛 2 (MTCO2/COX2)에 대한 토끼 폴리클로날 항체입니다. 인간, 마우스, 랫트와 교차 반응합니다. 미토콘드리아 복합체 IV 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	MTCO2 Rabbit pAb
비고/별칭	COII; MTCO2; COX2
종	인간
유전자 ID (인간)	4513
유전자 ID	4513
면역원	인간 MTCO2 (YP_003024029.1)의 아미노산 40-100 내 서열에 상응하는 합성 펩타이드.
공급원	토끼
카테고리	폴리클로날 항체
응용	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫트
SWISS	P00403
단백질 분자량	26kDa
배송	아이스 팩