


Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa용 항-Mtco2 폴리클론 항체 - P00403

품목 번호: CM0017767



소개

WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA용 고품질
MTCO2(Cytochrome c oxidase subunit 2) 토끼
폴리클론 항체. 마우스 및 랫드 검증 완료, 26 kDa
단백질. 미토콘드리아 기능 연구에 적합.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	MTCO2 Rabbit pAb
비고/별칭	COX2; MTCO2
종	마우스
GeneID (인체)	4513
GeneID	17709
면역원	마우스 MTCO2(NP_904331.1)의 아미노산 101-200 서열에 해당하는 합성 펩타이드
출처	토끼
카테고리	폴리클론 항체
응용 분야	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	마우스, 랫드
SWISS	P00403
단백질 크기	26kDa
배송	아이스팩