

웨스턴 블롯, 면역형광, 면역조직화학(파라핀), Elisa용 Anti-Mtco2 Rabbit Monoclonal Antibody - P00403

품목 번호: CM0011500



소개

인간 MTCO2(사이토크롬 c 산화효소 소단위체 2)를 표적으로 하는 고품질 토끼 단일클론 항체. 웨스턴 블롯, 면역형광/세포내화학, 면역조직화학(파라핀), ELISA에서 검증됨. 미토콘드리아 연구 및 산화적 인산화 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	MTCO2 Rabbit mAb
비고/별칭	COII; MTCO2; COX2
종	인간
유전자 ID	4513
면역원	합성 펩타이드 인간 MTCO2 (P00403)의 아미노산 128-227 서열에 해당하는 합성 펩타이드.
원천	토끼
범주	단일클론 항체
적용 분야	웨스턴 블롯, 면역형광/세포내화학, 면역형광(파라핀), 면역조직화학(파라핀), ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	P00403
단백질 분자량	26kDa
배송	아이스백