


Anti-Mterfd1 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Elisa - Q96E29

품목 번호: CM0025086



소개

MTERFD1(mTERF3)를 표적하는 Rabbit polyclonal 항체로 Western blot 및 ELISA에서 검증됨. 인간 및 마우스와 교차 반응. 미토콘드리아 전사, 리보솜 조립, 호흡 복합체 연구에 적합.

자세히 알아보기

파라미터	값
제품명	MTERFD1 Rabbit pAb
비고/별칭	CGI-12; MTERFD1
종	인간
GeneID (Human)	51001
GeneID	51001
면역원	인간 MTERFD1 (NP_057026.3)의 아미노산 69-300에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
원천	토끼
범주	폴리클로날 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	Q96E29
단백질 분자량	48kDa
배송	아이스백