

Anti-Mterfd3 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Elisa - Q49Am1

품목 번호: CM0027253

소개

인간 MTERFD3 (mTERFL)에 대한 고품질 토끼 폴리클론항체로, 웨스턴 블롯 및 ELISA에 적합하며, 마우스 및 래트와 교차 반응성을 보입니다. 미토콘드리아 전사 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	MTERFD3 Rabbit pAb
비고/별칭	mTERFL; MTERFD3
종	인간
GeneID (인간)	80298
GeneID	80298
면역원	인간 MTERFD3 (NP_079474.2)의 아미노산 1-250에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
원천	토끼
범주	폴리클론항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q49AM1
단백질 분자량	44kDa
배송	아이스백