

Wb, Elisa용 Anti-Mtfmt 토끼 다클론 항체 - Q96Dp5

품목 번호: CM0021893

소개

인간 MTFMT(미토콘드리아 메티오닐-tRNA 포르밀전이효소)에 대한 토끼 다클론 항체입니다. 인간, 마우스 및 랫드에서 인식됩니다. 웨스턴 블롯 및 ELISA용으로 검증되었습니다. 미토콘드리아 번역 및 질환 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

사양	세부 정보
제품명	MTFMT 토끼 pAb
비고/별칭	FMT1; COXPD15; MC1DN27; MTFMT
종	인간
GeneID	123263
면역원	인간 MTFMT(NP_640335.2)의 아미노산 180-389에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
항체 생산 동물	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫드
SWISS	Q96DP5
단백질 분자량	44kDa
배송	아이스백